



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Přehled

Ultrazvukový přístroj IBS USI-210

Číslo výrobku: 2320004





Popis

Popis

Ultrazvukové čisticí zařízení IBS USI-210 se velmi snadno používá. Součásti, které mají být vyčištěny, se jednoduše vloží do koše a do lázně se přidá čisticí koncentrát. Pro ultrazvukové čištění doporučujeme náš speciální čisticí prostředek IBS WAS 10. 500 (na znečištění olejem a mastnotou) nebo náš WAS 20.100 (na zbytky spalin, koksování, pigmenty). Poté se přístroj zapne a zahájí se proces čištění. Doba čištění závisí na stupni znečištění dílů. Zpravidla však trvá jen několik minut.

Ultrazvukový čisticí přístroj IBS USI-210 je vhodný pro čištění nejrůznějších nástrojů a součástí. Mezi ně patří např.

- šrouby, matice, spojovací materiál
- nástroje
- malé díly, jako jsou elektronické součástky a komponenty

Přehled výhod ultrazvukového čisticího zařízení IBS USI-210:

- Důkladné a šetrné intenzivní čištění nástrojů a součástí různých geometrií, typů a velikostí
- Robustní konstrukce z nerezové oceli
- Koš a víko jsou součástí dodávky
- Jednoduchá obsluha
- Snadné čištění a péče o přístroj

Informace o produktu

| | |
|------------------------------|----------------|
| Nosnost: | 40 kg |
| Obsah koupelny: | 270 l |
| Ultrazvukový výkon: | 2 x 4000 W |
| Vnější rozměry ŠxHxV: | 930x750x800 mm |