



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

## Přehled

# Ultrazvukový přístroj IBS USW-90

Číslo výrobku: 2320008





## Popis

Dílenská verze ultrazvukové čisticí jednotky IBS USW-90 se velmi snadno používá. Čištěné díly se jednoduše vloží do koše a do lázně se přidá čisticí koncentrát. Pro ultrazvukové čištění doporučujeme náš speciální čisticí prostředek IBS WAS 10.500 (na znečištění olejem a tukem) nebo WAS 20.100 (na zbytky spalin, koksování, pigmenty). Poté se zařízení zapne a spustí se proces čištění. Doba čištění závisí na stupni znečištění dílů. Zpravidla však trvá jen několik minut.

Ultrazvukové čisticí zařízení IBS USW-90 v dílenském provedení je vhodné pro čištění nejrůznějších nástrojů a součástí. Mezi ně patří např.

- šrouby, matice, spojovací materiál
- nástroje
- malé díly, jako jsou elektronické součástky a komponenty

Přehled výhod ultrazvukového čisticího zařízení IBS USW-90 v dílenské verzi:

- Důkladné a šetrné čištění nástrojů a součástí
- Robustní konstrukce z nerezové oceli
- Koš a víko jsou součástí dodávky
- jednoduchá obsluha
- snadné čištění a údržba zařízení

Technické údaje ultrazvukové čističky IBS USW-90 v dílenském provedení:

- Kapacita: 90 litrů
- špičkový ultrazvukový výkon: 2400 W
- Výkon ohřevu: 1,95 kW
- Vnitřní rozměry (d x š x v): 600 x 500 x 300 mm

## Informace o produktu

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Nosnost:</b>  | 10 kg          |
| <b>Obsah koupelny:</b>                                       | 90 l           |
| <b>Ultrazvukový výkon:</b>                                   | 2400 W         |
| <b>Vnější rozměry (DxŠxV) bez rukojetí/kulového ventilu:</b> | 640x540x530 mm |